



Spécialités : Toutes

PRÉREQUIS

Mis à jour septembre 2020



FICHE DES PRÉREQUIS - INSTALLATION

Pour que le formateur consacre tout son temps à vous former et vous faire gagner un temps précieux, il vous faut préparer l'installation en vérifiant les points suivants :

- Avoir en votre possession votre Carte Professionnelle de Santé (CPS) ou, le cas échéant, en faire la demande à ASIP SANTE (08 25 85 20 00), ainsi que le code à 4 chiffres reçu séparément par courrier recommandé.



↘
CPS

Code CPS ↘

cp
Vous avez reçu votre
CARTE DE PROFESSIONNEL DE SANTE

Numéro : 2001157200
(en cas de non réception de la carte appelez le 08 25 85 20 00)

Voici votre code porteur

La carte que vous avez reçue est utilisable uniquement avec votre code ci-dessous :

0828

Voici votre code de déblocage

15999792

Voire code porteur a quatre chiffres.
• Ce code est strictement personnel.
• Vous facilitez chaque fois que l'application informatique vous le demandera.
• Ne l'écrivez nulle part et surtout pas sur votre carte.
• Vous pouvez changer ce code à votre convenance sur votre point de travail.
• En cas d'oubli ou si votre carte est bloquée à la suite de trois codes successifs erronés, sollicitez votre code de déblocage ci-dessus.

Voire code de déblocage a huit chiffres.
• Ce code est strictement personnel.
• Il vous permet de réinitialiser votre carte avec un nouveau code porteur.
• Rangez ce document dans un endroit sûr.

Groupement d'Intérêt Public, Carte de Professionnel de Santé S.P. 187.09 75422 Paris Cedex 09

- Disposer d'un accès internet (ADSL, fibre ou 4G) sur l'ordinateur où sera installé le logiciel.
- Avoir une BAL FSE sécurisée uniquement pour la télétransmission.

2 solutions s'offrent à vous :

- Si vous avez souscrit à TopSecu : vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout pour vous.
- Si vous n'avez pas souscrit à cette option, vous devez créer une BAL FSE dédiée chez votre fournisseur d'accès internet obligatoirement. Elle doit être créée avant le jour de l'installation et vous devez être en possession de l'identifiant et du mot de passe le jour du rendez-vous.
- Se munir, d'au moins, une carte vitale lors de la formation.

D'une manière générale, il vous faut avoir :

- Un ordinateur avec une configuration minimum de : Processeur 2 GHz, Mémoire 4go avec windows 10 (disque dur SSD et 8go RAM recommandé).
- Une connexion à internet haut débit.
- Une imprimante installée et paramétrée.
- Vous devez être équipé d'un scanner compatible avec la norme WIA, capable de numériser en noir et blanc en 200 points par pouce.
- Avoir installé le Framework 3.5 + 4.X.X et toutes les mise à jours Windows.
- Être sur une session Administrateur.
- Télécharger et exécuter

http://www.televitale.eu/telechargement/teamviewerqs_fr.exe pour la prise en main.

Télécharger le SETUP à l'adresse: <http://www.televitale.eu/setup/setup.exe> id: televitale **mdp**: install.

Télécharger la dernière mise à jour à l'adresse <http://www.televitale.eu/telechargement/> (televitale-4**-pb190-runtime.exe).

Une feuille de soins signés avec un stylo noir (petite signature dans le cadre).

TOPAZE TELEVITALE ne fonctionne pas sous environnement MAC.

De plus si vous disposez déjà d'un logiciel de télétransmission, l'installation de Télévitale peut rendre impossible la consultation des anciennes données (nous consulter pour plus de précisions).